



# Netti® 4U

**Netti 4U comfort|CED**  
(Komfort, Einfach zu Nutzen, Design)

Der neue Netti 4U comfort|CED macht den Alltag einfacher – Sowohl für den Benutzer als auch für die Begleitperson.

Netti 4U comfort|CED ist ein Multifunktions-Rollstuhl mit sehr guten, ergonomischen Lösungen, schmaler Gesamtbreite und niedrigem Eigengewicht. Durchdachte Detaillösungen und vielfältige Einstellmöglichkeiten machen diesen Stuhl sehr Benutzerfreundlich.

**Neu:** mit hochschwenkbarer Beinstütze von Netti III

**ALU REHAB™**  
Thinking ahead – moving forward



■ Eine nach hinten abschwenkbare Armlehne ermöglicht einfaches Liften und den Seitentransfer.



■ Die Sitzlehne kann individuell angepasst werden und sorgt für eine einzigartige Stabilität, Führung und Komfort.




■ Der Rollstuhl ist klein und kompakt und hierdurch optimal geeignet bei eingeschränkter Räumlichkeit.



■ Das niedrige Gesamtgewicht – NUR 29 kg total, und ein zusammenlegbarer Rahmen garantieren einen einfachen Transport des Rollstuhles.


## Technische data:

### ■ Sitzbreite:




35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm.

### ■ Gesamtbreite des Stuhles:




Sitzbreite + 18 cm.

### ■ Sitztiefe:




42,5 cm, 45 cm, 47,5 cm, 50 cm.

### ■ Sitzhöhe:




46,5 cm + 50 cm mit 24" Antriebsrädern.  
46,5 cm mit 12" TBB und 16" TBB  
Antriebsrädern.

### Sitzkantelung:




-5° bis +20°.

### ■ Rückenwinkel:



90° bis 135°.

### ■ Rückenhöhe:



48 cm standard.  
60 cm mit Rückenverlängerung.

### ■ Gewicht:



Gewicht des Rollstuhles: ca 29 kg.  
Max Patientengewicht: 125 kg.

Netti 4U comfort|CED ist vom TÜV Product Service gemäß europäischem Standard EN 12183:1999 geprüft und zugelassen.

Netti 4U comfort|CED ist vom Millbrook Proving Ground Ltd. In England gemäß ISO 7176/19 geprüft und zugelassen.

# ALU REHAB™

Thinking ahead - moving forward

Importeur: Distrova AG

Binnerstr. 110D, CH-4123 Allschwil

T: 061 487 94 44 F: 061 487 94 49

E: info@distrova.ch I: www.distrova.ch

## Zubehör:



■ Als kostenlose Option verfügbar: Winkelregulierbare Beinstütze mit automatischem Längenausgleich, Abschwenk- und Abnehmbar.




■ Kopfstützen: 3 Varianten zur Auswahl.



■ Vital Base Sitzsystem (Rücken- und Sitzkissen) mit Climatherm™ Bezug kann integriert werden.



■ Hüftgurt mit Autoverriegelung.



■ Seitenpelotte Stable und Correction: Höhen- Tiefen- und Winkeleinstellbar.