



Pyro Light

Hersteller: Bischoff & Bischoff

Leicht und vielseitig

Vielseitig und modular aufgebaut ist dieser Leichtgewichts Rollstuhl bestens geeignet für die individuelle Versorgung.

Das Design des Pyro light ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch funktional durchdacht. Er bietet sämtliche Optionen welche von einem Modular Rollstuhl verlangt werden.

Lieferumfang:

kompl. mit winkeleinstellbarem Fussplatten und Kombiarmlehne (höhenverstellbar)

Technische - Angaben:

Gesamtbreite:	Sitzbreite +19 cm
Gesamtbreite gefaltet:	29 cm
Gesamtlänge:	101 cm
Sitzbreite, 5 Breiten:	38 - 48 cm
Sitztiefe:	42 oder 44 cm
Rückenhöhe 3-fach:	40 - 44 cm
Sitzhöhe 8-fach:	42 - 54 cm
Gewicht mit Räder:	16.2 kg
Belastbarkeit:	125 kg
Radgrösse hinten:	24"
Radgrösse vorne:	140x40mm
Rahmenfarben:	Silbermetallic oder Blaumetallic
Garantie:	5 Jahre auf Seitenrahmen und Kreuzstrebe


Verkaufspreis: CHF 1'802.00
inkl. MwSt



Rollstuhl

Pyro Light

Hersteller: Bischoff & Bischoff



Kombiarmlehnen

dreifach höhenverstellbar mit Kombi-Armpolster lang und kurz.



Beinstützen

ergonomisch geformter Auslöse-Griff



Seitenteil

hochschwenkbar und abnehmbar



Fussplatten

serienmässig winkelverstellbar



Adapterblock

zweifach montierbar für Sitzhöhenverstellung und Radstandsverlängerung



Antikipprollen (optional)

