



Pyro Light XL

Hersteller: Bischoff & Bischoff

Belastungsstark und leicht

Der Pyro light XL ist ein Rollstuhl in verstärkter Ausführung und in den Sitzbreiten 51 und 56 cm erhältlich.

Durch die Doppelkreuzstrebe hält dieser Rollstuhl einer Belastung bis zu 170 kg stand.

Lieferumfang:

kompl. mit Beinstützen und Armlehnen, pannensicher ausgerüstet.

Technische - Angaben:

Gesamtbreite:	Sitzbreite +19 cm
Gesamtbreite gefaltet:	29 cm
Gesamtlänge:	105 cm
Sitzbreite:	51 oder 56 cm
Sitztiefe:	44 oder 46 cm
Rückenhöhe:	42 cm
Sitzhöhe 8-fach:	42 - 54 cm
Gewicht mit Räder:	18.5 kg
Belastbarkeit:	170 kg
Radgrösse hinten:	24"
Radgrösse vorne:	7" x 1 3/4"
Rahmenfarben:	Silbermetallic
Garantie:	2 Jahre


Verkaufspreis: CHF 2'099.00
inkl. MwSt



Rollstuhl

Pyro Light XL

Hersteller: Bischoff & Bischoff



170 kg belastbar
Doppelkreuzstrebe



Seitenteil
stabile, belastbare
und hochschwenkbare
Armlehnen



Beinstütze
Hochschwenkbar
(optional)



Antikipprollen
(optional)

