



StowAway

Hersteller: Remploy England

Der faltbarer Reiserollstuhl

Der Rollstuhl StowAway ist ein Transit-Rollstuhl für Personen, die gelegentlich einen Rollstuhl brauchen.

Aufgrund des durchdachten Faltsystems kann der Stowaway zu einem kleinen handlichen Paket zusammengelegt werden und passt in jeden Kofferraum oder Wand-schrank.

Er eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Aussenbereich.

Lieferumfang:

kompl. mit verstellbarer Fussstützen und herunterklappbaren Armlehnen.

Technische - Angaben:

Gesamtbreite:	57 cm
Faltmass:	27x55x95 cm
Gesamtlänge	100 cm
Schiebegriffhöhe:	93 cm
Sitzbreite:	43 cm
Sitztiefe:	40 cm
Rückenhöhe:	40 cm
Sitzhöhe:	51 cm
Gewicht:	13.6 kg
Belastbarkeit:	112 kg
Radgrösse hinten:	320x40mm
Radgrösse vorne:	190x28mm
Verpackung:	30x56x94 15.8 kg



Rehasys

Birkenstrasse 2, 4123 Allschwil

Verkaufspreis: CHF 1'190.00
inkl. MwSt